

DESCUBRA O BRILHO

Conheça o Clear + Brilliant®
um novo segmento de tratamentos a laser



Clear + Brilliant® ajuda a recuperar a aparência e o brilho de uma pele mais jovem.

Clear + Brilliant® é uma solução única que você pode oferecer para prevenção, manutenção e melhora da pele.

Representa uma nova categoria de procedimentos com laser fracionado não ablativo e tecnologia IOTS (Intelligent Optical Tracking System), que amplia as suas opções de cuidados com a pele preenchendo a lacuna entre procedimentos paliativos e lasers mais agressivos.

Ajude o seu paciente a combater os sinais de envelhecimento mantendo a pele com um aspecto jovem e radiante. Indicado para todas as idades e todos os tipos de pele, inclusive morena.

- Resultados visíveis agora e melhora contínua da pele
- Tratamento confortável, rápido e eficaz
- Remodelação de colágeno através de procedimento indolor
- Tempo de recuperação mínimo

O equipamento possui dois diferentes handpieces:



Handpiece – 1440 nm

Prevenir sinais de envelhecimento
Textura renovada, ultra macia e suave
Minimizar a aparência dos poros
Aumentar a firmeza e a elasticidade da pele



Handpiece Perméa – 1927 nm

Aumentar a permeabilidade
Ministrar um regime de cuidados com a pele
Pele visivelmente iluminada
Tonalidade ainda mais uniforme

Prevenir | Manter | Melhorar | Minimizar a aparência dos poros

Tonalidade | Brilho | Permeabilidade

PREVENIR e combater os primeiros sinais de envelhecimento.

MANTER uma aparência jovem.

MELHORAR o tônus, a textura e o brilho da pele.

TRATAR hiperpigmentações pós-inflamatórias e melasma.

Ideal para combinar o uso do laser à agentes tópicos

PREVENIR	
MANTER	
MELHORAR	
TEXTURA	
MINIMIZAR A APARÊNCIA DOS POROS	
TÔNUS	
BRILHO	
PERMEABILIDADE	


Laser: Diodo

Tipo: Fracionado

Comprimento de onda: 1440nm

Comprimento de onda Permêa: 1927nm

Tamanho do Foco: 140 µm/mtz



Estudo da permeabilidade: Permêa + antioxidante tópico

Permêa cria uma maior ruptura superficial para aumentar a permeabilidade da pele em 17X. Ela cria uma resposta dependente da dose que é controlável e previsível

Fácil utilização + Seguro

- Configurações simples: operação rápida e fácil
- Cobertura consistente e uniforme: método de emissão por escaneamento contínuo (IOTS) patenteado
- Ajuste automático de velocidade: distribuição uniforme independentemente da velocidade do operador
- Ergonômico e compacto: facilmente transportado entre salas de tratamento e clínicas

Resultados



Antes de Clear + Brilliant®



1 mês após 4 a 6 tratamentos



Antes de Clear + Brilliant® Permêa



1 mês após 4 a 6 tratamentos



Antes de Clear + Brilliant® Permêa



1 mês após 4 a 6 tratamentos